



PASIËNT INLIGTINGSBROSJURE

ANAFILAKSE NOODGEVAL AANWYSINGS

NAALD EN SPUIT

JOU DOSIS IS

- Maak spuit oop
- Maak Blou Naald vas
- Maak Adrenalien oop
- Trek die Adrenalien op
- Hou die spuit sodat die naald na bo wys: daar sal lug binne die spuit wees
- Tik die spuit totdat die lug aan die bokant is
- Spuit die lug uit
- Spuit die adrenalien uit totdat slegs die korrekte dosis in die spuit agterbly
- Steek die naald reguit af in die buitenste bokant van die bobeen
- Spuit die dosis in die spier in

EPIPEN/EPIPEN JNR

- Wip die geel of groen doppie van die Epipen oop.
- Verwyder die Epipen deur dit uit die drabuis te laat gly.
- Trek die blou veiligheidknip met jou ander hand.
- Hou die Epipen só vas dat jy 'n vuig vorm, en laat die oranje punt na onder wys.
- Hou die oranje punt naby die buitekant van die bobeen.
- Draai dit en druk dit ferm teen die buitekant van die bobeen totdat dit 'n klik-geluid maak sodat die eenheid 'n loodregte (90 grade) hoek met die bobeen vorm.
- **LW: DIE OUTO-INSPUITER IS SO ONTWERP DAT DIT DEUR KLERE KAN WERK.**
- Hou die Epipen vir 10 sekondes ferm teen die bobeen om die medisyne toe te dien.
- Verwyder die Pen vanaf die bobeen.
- Die oranje naalddoppie sal lank genoeg wees om die naald toe te maak.

OUTEURSREG: ALLERGIE-GENOOTSAP VAN SUID-AFRIKA



2013

Vertaling deur CIPLA geborg