

NOOD INSTRUKSIES

NAALD EN SPIUIT: JOU DOSIS

Maak spuit oop

Koppel blou naald aan spuit

Maak adrenalien oop

Trek adrenalien in spuit op

Hou spuit met naald wat boontoe wys: daar sal lug in spuit wees

Tik spuit tot lug bo is

Spuut die lug uit

Spuut ekstra adrenalien uit totdat korrekte dosis in die spuit agterbly

Steek naald reguit af in boonste, buitenste gedeelte van dy

Spuut dosis in dyspier in

Herhaal na 5 minute indien geen respons.



EPIPEN / EPIPEN JR

Maak die geel omhulsel van die EpiPen of die groen omhulsel van die EpiPen Jr oop

Haal die EpiPen of EpiPen Jr uit deur dit uit die houer te laat gly

Hou die EpiPen met die oranje punt afwaarts
Hou die EpiPen in jou vuus

Trek die blou veiligheids-
meganisme met jou ander
hand

Hou die oranje punt
na-aan die buitedy

Swaai en druk ferm
teen buite dy
totdat 'n klikgeluid gehoor word
Die EpiPen moet loodreg
(90 grade) teen die dy wees

Die outo-inspouter is
ontwerp om deur klere
te werk

Hou die EpiPen vir 10 sekondes
ferm teen die dy om die middel te lewer
Haal die EpiPen weg van die dy
Die oranje naald se omhulsel sal verleng
om die naald te bedek

